

Medijet® Einfache Flowmeter Einheit



Flowmeter mit Wasserschloss

Technische Daten:

Flowmetereinheit mit Nadelventilen für Luft und Sauerstoff

Floweinstellung: 0 bis 15 l/Min.

Betriebsdruck: 1 bis 7 bar.

Am Flowmeterausgang kann direkt jedes Befeuchter-System angeschlossen werden oder direkt Schläuche, wenn das Gerät ohne Befeuchter betrieben werden soll.

Das Flowmeter ist mit einer Klammer zur Schienen- oder Rollwagenmontage ausgerüstet.

Das Wasserschloss überwacht den nCPAP Druck. Die innere Säule zeigt den Druck des nCPAP an.

Auflösung: Markierung in 1 cm Stufen

Automatisches Überdruckventil: öffnet ab 9 cm H₂O.

Material: raffinierter Stahl

Zertifiziert nach DIN ISO 9001 und EN ISO 13485 mit Anhang , Abschnitt 3. der EG Richtlinie 93/4EWG

CE 0483