

Messgeräte



REF 1050

Wasserschloss mit Halterung für Schienen- oder Rollwagenmontage zur Überwachung des nCPAP Drucks am **Medijet®**,
Markierung: 1 cm-Stufen. Automatisches Überdruckventil: öffnet ab 9 cm H₂O



REF 1025

Präzisionsmanometer zur nCPAP Druckmessung.
Von 0 bis 25 cm H₂O
Ideal für Transportanwendung
Komplett mit Messschlauch und Luer-Anschluss.

Zertifiziert nach DIN ISO 9001 und EN ISO 13485 mit Anhang , Abschnitt 3. der EG Richtlinie 93/4EWG

